

Sensotiss is een bedrijf dat producten ontwikkelt om mensen langer, aangenaam en zorgeloos thuis te kunnen laten wonen. De Sensotiss bed sensor is ontwikkeld als hulpmiddel in en rond het bed. De sensor ligt onder het matras en is zo ontworpen dat de gebruiker hem niet ziet en er geen last of hinder van ondervindt. Wanneer u in bed stapt merkt de Sensotiss bed sensor dat u in bed ligt en ook wanneer u weer uit bed stapt. Mocht u 's nachts onverhoopt niet meer terug in bed kunnen komen alarmeert de Sensotiss automatisch uw burens, kinderen en/of hulpdiensten. Zo voorkomt de Sensotiss dat u een hele nacht op hulp moet wachten. Wel zo'n veilig en zorgeloos gevoel.

Via een door u gekozen insteltijd bepaalt u zelf na hoeveel tijd, na het uit bed stappen, een alarm doorgegeven moet worden.

Tevens bepaalt u zelf, naar wie het alarm doorgegeven dient te worden, dit kan naar meerdere personen/zorginstanties.

Het systeem zet zelfstandig een alarm door via mobiele telefonie dat reeds verwerkt zit in de Sensotiss.

Het installeren en in gebruik stellen van de Sensotiss wordt helder in de handleiding uitgelegd en is door eenieder eenvoudig te doen. Mocht u toch vragen hebben dan zal iemand van Sensotiss u hierbij graag ondersteunen.



*Toch wel zo'n prettig idee dat er iemand komt als mijn moeder 's nachts valt.*

Goed voor een rustig en zorgeloos gevoel, zowel voor u als voor uw geliefden.



De Sensotiss bed sensor voor een zorgeloze nacht.

De Sensotiss

- is onzichtbaar in uw slaapkamer aanwezig;
- sensor werkt op basis van licht, wat een uitermate betrouwbaar signaal is;
- gebruikt geen stroom in uw bed, wel zo veilig;
- is eenvoudig in gebruik;
- is eenvoudig aan te sluiten;
- is eenvoudig door te schakelen naar meerdere personen (buren, kinderen en/of zorginstanties);
- is indien gewenst eenvoudig te koppelen met een professionele meldbank.

Sensotiss regelt alles voor u, wel zo fijn en zorgeloos.

Alarmeren:

- direct indien iemand uit bed gaat of
- vertraagd indien iemand uit bed gaat en na een bepaalde tijd niet meer in bed terug komt;
- via het speciale portaal [www.mysensotiss.eu](http://www.mysensotiss.eu) kunt u eenvoudig een eigen account aanmaken en meerdere te alarmeren personen opgeven.

Ondanks dat een bed sensor voor de nacht nog relatief nieuw is, wordt hij meer en meer toegepast. Samen met de al breder toegepaste personen alarmering voor overdag, vormt de Sensotiss een compleet team voor zowel de dag als nacht monitoring.

De Sensotiss bed sensor is dan ook goed te gebruiken in combinatie met deze nood/ alarmeringsproducten voor overdag, zoals bijvoorbeeld een paniekknop, een noodtelefoon of middels sociale alarmering.

Indien u meer informatie wenst over ons, onze producten of onze techniek kunt u altijd contact met ons opnemen via  
T +31 (0)493 – 670 985

Ook kunt u op onze website meer informatie vinden: [www.sensotiss.nl](http://www.sensotiss.nl)

**SENSOTISS**<sup>®</sup>

Personen alarmering 's nachts **Aanwezig/Afwezig**



**Personen alarmering 's nachts**

